

	Instruction for use of Cito NovaClean 25% Disinfectant solution	Department
	دستورالعمل استفاده از محلول گندزدای سیتونواکلین ۲۵٪	Research & Development

الف: حیظه کاربرد

محلول سیتونواکلین ۲۵٪ یک گند زدای قوی (High level) بر پایه سیتریک اسید است که جهت گندزدایی و رسوب زدایی مسیرهای انتقال محلول همودیالیز در ماشین دیالیز استفاده می‌گردد.

- دارای طیف اثر وسیع در از بین بردن ویروس ها، باکتری ها، قارچ ها و اسپورها و موثر در رنج وسیع pH و دما
- دارای خواص رسوب زدایی بی نظیر بدون ایجاد خوردگی در دستگاه های همودیالیز
- دارای بوی نامطبوع کمتر نسبت به محصولات مشابه

ب: ترکیبات

سیتریک اسید، مالیک اسید، لاکتیک اسید، آب دیونیزه

ب: هشدارها و احتیاط ها

۱. قبل از مصرف ، از سالم بودن ظرف اطمینان حاصل نمایید.
۲. محلول موجود در داخل گالن باید شفاف و بسته‌بندی آن سالم باشد در غیر این صورت نباید استفاده شود.
۳. این محلول را در دمای ۱ تا ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کنید.
۴. از استنشاق و آشامیدن محلول اجتناب شود.
۵. در صورت تماس مستقیم با محلول سیتونواکلین ۲۵٪ ، محل تماس را با آب فراوان بشویید.
۶. در صورت بلع اتفاقی سیتونواکلین ۲۵٪، سریعاً به پزشک مراجعه شود.
۷. در صورت باز ماندن درب گالن، این محصول تا یک ماه قابل استفاده می باشد.
۸. هنگام استفاده از محصول، استفاده از دستکش و ماسک توصیه می شود.

ت : دستورالعمل استفاده

برای استفاده از سیتونواکلین ۲۵٪ مطابق دستورالعمل های سازنده دستگاه همودیالیز برای ضدعفونی گرم بر پایه محلول های حاوی سیتریک اسید اقدام و یا از نظرات مهندسین مجرب سرویس و نگهداری دستگاه استفاده شود.

ث: آدرس سازنده

نام تولیدکننده: شرکت نوافارمد کیمیا

کارخانه: ایران، شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار حافظ غربی، گلستان ۴، بوستان ۴
 دفتر مرکزی: تهران، خیابان سعادت‌آباد (پایین‌تر از میدان کاج، نبش خیابان میرزائی)، پلاک ۴۴، طبقه پنجم
 کدپستی: ۱۹۹۸۸۳۶۸۴۱ تلفن: ۰۲۱-۲۲۰۷۴۰۰۱ فکس: ۰۲۱-۲۲۰۷۳۱۰۳
 آدرس ایمیل: info@Novapharmed.co آدرس وب سایت: www.Novapharmed.co

ج: علائم

					نشانه
شرایط نگهداری	احتیاط	تاریخ انقضاء	شماره سریال	مراجعه به دستورالعمل مصرف قبل از استفاده	تعریف

Doc. Code	Rev. No.:	Date Of Issue	Page
F72300RD07	R00	98/02/21(11/May/2019)	1 of 1

	<i>Instruction for use of Cito NovaClean 25% Disinfectant solution</i>	<i>Department</i>
	دستورالعمل استفاده از محلول گندزدای سیتونواکلین ۲۵٪	<i>Research & Development</i>

A. Intended use

Cito NovaClean 25% is a strong disinfection solution (High level) based on citric acid for disinfecting and decalcifying machine hydraulic system.

- Wide effective range of virus, bacteria, fungi and spores removal.
- Unique decalcification properties without corrosion.
- Unpleasant odorless than similar products

B. Composition

Citric acid, malic acid, lactic acid, deionized water

C. Warning and Precautions

1. Inspect the container before use.
2. The solution inside the canister should be transparent and its packaging should be healthy, otherwise it should not be used.
3. Store Cito NovaClean 25% at 1-30 °C.
4. Avoid from drinking and inhaling of solution.
5. In case of direct contact with the Cito NovaClean 25% rinse the contacted place immediately with plenty of water.
6. In case of accidental ingestion of Cito NovaClean 25%, see a doctor.
7. The solution can be used for 30 days, if canister's cap left open.
8. Wearing gloves and mask is recommended during the use of Cito NovaClean 25%.

D. Instruction for use

To use Cito NovaClean 25%, follow the instruction of manufacturer of the hemodialysis machines for heat disinfection with citric acid based disinfectant, or follow the recommends of hemodialysis machine maintenance engineers.

E. Manufacturer

Name: Nova pharmed chemia

Factory: 2nd Bustan, West Hafez Blvd, Eshtehard, Industrial Zone, IRAN

Office: Fifth floor, No. 44, Saadat Abad Ave., 1998836841, Tehran, IRAN

Tel: +98(21)220 74001 Fax: +98(21)220 73103

Email: info@Novapharmed.co

Website: www.Novapharmed.co

F. Symbols

Symbol					
Indication	Consult Instruction for use	Lot number	Expiry date	Caution	Storage condition

<i>Doc. Code</i>	<i>Rev. No.:</i>	<i>Date Of Issue</i>	<i>Page</i>
F72300RD07	R00	98/02/21(11/May/2019)	2 of 1