



Always in All ways




ICD GROUP



JAM TRITA
GROUP

مدوی طب پویان

پیشرو در مدیریت زنجیره تأمین محصولات مصرفی دیالیز





مدوی در یک نگاه

شرکت مدوی طب پویان مطابق با استانداردهای متناسب و الزامات قانونی و منطقه ای مرتبط با محصول، به عنوان تولید کننده و واردکننده ملزومات یکبار مصرف پزشکی در سال ۱۳۹۲ تاسیس و از تیر ماه ۱۳۹۳ فعالیت خود را آغاز کرد.

چشم انداز

ما بر آنیم تا فاصله خواستن و داشتن را برای مشتریان خود بی معنا کنیم و وظیفه خود می دانیم تا همیشه و همه جا کیفیت زندگی بهتر و آرامش را به بیماران دیالیزی و اعتمادی بیکران را برای پرستاران و پزشکان دیالیز به ارمغان بیاوریم. این امر با دستیابی به جایگاه ذیل محقق می شود:

«الگوی برتر صنعت پخش و تولید ملزومات و تجهیزات پزشکی در ایران و منطقه»



مأموریت

مأموریت شرکت مدوی تولید، بسته بندی، تامین و توزیع ملزومات و تجهیزات پزشکی با رویکرد و شیوه های نوین است. شرکت مدوی طب پویان با اتکا به سرمایه انسانی متبحر و حرفه ای، بکارگیری دانش مدیریت زنجیره تامین، استفاده از فناوری های نوین اطلاعاتی و تجهیزات مدرن در زیرساخت های تخصصی خود و بهره مندی از مشارکت و خرد جمعی در بستر سازمانی یادگیرنده و هوشمند، رضایت بیماران و ذینفعان خود را از طریق تهیه و توزیع بهنگام ملزومات و تجهیزات پزشکی با کیفیت برای بیماران دیالیزی در سراسر کشور و کشورهای منطقه تامین می نماید.



ارزش های سازمانی


- اعتقاد و پایبندی به صداقت و شفافیت
- فرهنگ سازمانی مبتنی بر مشتری مداری
- عملکرد مبتنی بر دانش و نوآوری
- سرمایه انسانی توانمند، محور توسعه
- یکپارچگی و همسویی در بستر کار تیمی
- بهبود مستمر کیفیت

تأمین کنندگان

شرکت مدوی نماینده انحصاری فروش و خدمات پس از فروش شرکت های
مدی تکسیس، صنایع پزشکی فارمد و نماینده فروش شرکت نوافارمد کیمیا
در ایران است.



Meditechsys



صافی همودیالیز هالوفایبر نوع لوفلاکس														
سطح (m ²)	حجم پرکننده خون (ml)	کلیرانس (ml/min)										KOA (ml/min)	ضریب اولترافیلتراسیون (ml/mmHg.h)	نوع صافی
		اینولین		ویتامینB ₁₂		فسفات		کراتینین		اوره				
		Q _B = 300	Q _B = 200	Q _B = 300	Q _B = 200	Q _B = 300	Q _B = 200	Q _B = 300	Q _B = 200	Q _B = 300	Q _B = 200			
۱/۰	۵۹	—	—	۷۸	۷۳	۱۵۸	۱۴۰	۱۹۶	۱۶۴	۲۳۱	۱۸۳	۶۳۷	۶/۸	PS 10 LF
۱/۳	۶۹	—	—	۹۳	۸۶	۱۷۸	۱۵۰	۲۱۸	۱۷۶	۲۴۳	۱۹۱	۷۴۶	۸/۸	PS 13 LF
۱/۴	۷۴	—	—	۱۰۸	۹۵	۱۸۴	۱۵۸	۲۲۶	۱۷۹	۲۵۳	۱۹۳	۸۶۱	۱۰/۶	PS 14 LF
۱/۶	۸۶	—	—	۱۲۵	۱۱۱	۱۹۲	۱۶۱	۲۳۷	۱۸۴	۲۶۶	۱۹۵	۱۰۶۴	۱۲/۹	PS 16 LF
۱/۸	۱۰۵	—	—	۱۴۴	۱۲۹	۲۱۱	۱۷۱	۲۵۹	۱۸۸	۲۷۶	۱۹۷	۱۲۹۲	۱۵/۵	PS 18 LF
۲/۰	۱۰۷	—	—	۱۴۹	۱۳۴	۲۱۶	۱۷۴	۲۶۱	۱۹۰	۲۷۷	۱۹۸	۱۳۲۰	۱۶/۵	PS 20 LF
۱/۰	۵۹	—	—	۱۰۵	۹۶	۱۷۷	۱۵۴	۲۱۵	۱۸۰	۲۳۸	۱۸۴	۶۹۸	۸/۹	PES 10 LF
۱/۳	۷۲	—	—	۱۲۹	۱۲۱	۱۹۹	۱۵۹	۲۲۹	۱۸۲	۲۵۳	۱۸۸	۸۶۱	۱۱/۶	PES 13 LF
۱/۶	۸۹	—	—	۱۴۲	۱۳۲	۲۱۳	۱۶۶	۲۴۲	۱۸۴	۲۶۸	۱۹۲	۱۱۰۳	۱۴/۱	PES 16 LF
۱/۸	۱۱۰	—	—	۱۴۹	۱۳۶	۲۲۰	۱۷۰	۲۵۵	۱۸۷	۲۷۳	۱۹۷	۱۲۱۴	۲۱/۵	PES 18 LF
۲/۰	۱۱۴	—	—	۱۶۱	۱۴۱	۲۳۵	۱۸۱	۲۶۳	۱۹۴	۲۷۸	۱۹۸	۱۳۵۱	۲۴/۳	PES 20 LF
صافی همودیالیز هالوفایبر نوع های فلاکس														
۱/۰	۵۹	۷۸	۷۲	۱۱۸	۱۰۵	۱۸۶	۱۵۶	۲۰۵	۱۶۸	۲۴۶	۱۸۴	۷۷۸	۳۲	PS 100 HF
۱/۳	۶۹	۹۵	۸۶	۱۳۵	۱۲۰	۲۰۵	۱۷۰	۲۲۱	۱۷۵	۲۵۱	۱۸۹	۸۳۶	۴۳	PS 130 HF
۱/۴	۷۴	۱۰۵	۹۷	۱۴۸	۱۳۱	۲۱۵	۱۷۶	۲۳۳	۱۸۱	۲۶۰	۱۹۲	۹۶۱	۴۷	PS 140 HF
۱/۶	۸۶	۱۲۰	۱۰۸	۱۶۵	۱۴۲	۲۳۳	۱۸۳	۲۵۲	۱۹۱	۲۷۰	۱۹۵	۱۱۴۵	۵۵	PS 160 HF
۱/۸	۱۰۵	۱۳۱	۱۱۶	۱۷۶	۱۴۹	۲۴۲	۱۸۷	۲۶۰	۱۹۳	۲۷۵	۱۹۶	۱۲۶۵	۵۹	PS 180 HF
۲/۰	۱۰۷	۱۴۱	۱۲۱	۱۹۳	۱۵۶	۲۵۹	۱۹۰	۲۶۷	۱۹۵	۲۷۹	۱۹۸	۱۳۸۰	۶۹	PS 200 HF
۱/۰	۵۹	۹۷	۸۲	۱۲۷	۱۰۸	۱۹۷	۱۷۱	۲۳۰	۱۸۲	۲۴۲	۱۸۷	۷۳۶	۴۱	PES 100 HF
۱/۳	۷۲	۱۰۷	۹۹	۱۵۶	۱۳۶	۲۲۱	۱۷۷	۲۴۱	۱۸۶	۲۵۷	۱۹۱	۹۱۶	۵۴	PES 130 HF
۱/۶	۸۹	۱۲۴	۱۱۱	۱۷۲	۱۴۸	۲۳۷	۱۸۴	۲۵۴	۱۹۱	۲۷۱	۱۹۴	۱۱۶۷	۶۲	PES 160 HF
۱/۸	۱۱۰	۱۳۳	۱۱۸	۱۸۰	۱۵۳	۲۴۵	۱۸۹	۲۶۳	۱۹۵	۲۷۷	۱۹۸	۱۳۲۱	۷۸	PES 180 HF
۲/۰	۱۱۴	۱۴۳	۱۲۲	۱۹۵	۱۵۹	۲۶۱	۱۹۲	۲۷۰	۱۹۶	۲۸۰	۱۹۹	۱۴۲۰	۸۱	PES 200 HF

Performance Data Were Measured in Vitro According to Standard ISO 8637-1

QB: 300/200ml/min, QD: 500ml/min, QF: 0ml/min, T:37 C

LF= Low Flux, HF= High Flux



صافی‌های استریل شده با اشعه گاما

صافی همودیالیز هالوفایبر نوع لو فلاکس														
سطح (m²)	حجم پرکننده خون (ml)	کلیرانس (ml/min)										KOA (ml/min)	ضریب اولترافیلتراسیون (ml/mmHg.h)	نوع صافی
		اینولین		ویتامینB12		فسفات		کراتین		اوره				
		Q _B = 300	Q _B = 200	Q _B = 300	Q _B = 200	Q _B = 300	Q _B = 200	Q _B = 300	Q _B = 200	Q _B = 300	Q _B = 200			
۱/۰	۵۹	-	-	۸۴	۷۹	۱۶۱	۱۴۳	۲۰۱	۱۶۷	۲۳۸	۱۸۷	۶۹۸	۷/۳	PSR 10 LF
۱/۳	۶۹	-	-	۱۰۰	۹۳	۱۸۲	۱۵۳	۲۲۳	۱۸۰	۲۵۰	۱۹۵	۸۲۴	۹/۵	PSR 13 LF
۱/۴	۷۴	-	-	۱۱۷	۹۶	۱۸۸	۱۵۷	۲۲۶	۱۸۴	۲۵۳	۱۹۶	۹۷۷	۱۱/۹	PSR 14 LF
۱/۶	۸۶	-	-	۱۳۵	۱۲۰	۱۹۶	۱۶۴	۲۴۳	۱۸۹	۲۷۴	۱۹۷	۱۲۴۰	۱۳/۹	PSR 16 LF
۱/۸	۱۰۵	-	-	۱۵۶	۱۳۹	۲۱۵	۱۷۴	۲۶۵	۱۸۹	۲۸۴	۱۹۸	۱۵۷۰	۱۶/۷	PSR 18 LF
۲/۰	۱۰۷	-	-	۱۶۱	۱۴۵	۲۲۰	۱۷۷	۲۶۸	۱۹۱	۲۸۵	۱۹۹	۱۶۱۰	۱۷/۸	PSR 20 LF
۱/۰	۵۹	-	-	۱۰۷	۹۸	۱۵۷	۱۳۷	۱۹۰	۱۵۸	۲۲۰	۱۷۴	۵۵۶	۸/۸	PESR 10 LF
۱/۳	۷۱	-	-	۱۳۱	۱۱۷	۱۸۰	۱۵۲	۲۱۲	۱۷۲	۲۳۷	۱۸۵	۶۸۹	۱۰/۹	PESR 13 LF
۱/۶	۹۰	-	-	۱۴۱	۱۲۶	۱۹۲	۱۶۱	۲۳۰	۱۸۰	۲۵۱	۱۹۰	۸۳۶	۱۲/۷	PESR 16 LF
۱/۸	۱۱۲	-	-	۱۵۲	۱۳۴	۲۱۲	۱۷۱	۲۵۸	۱۸۴	۲۷۷	۱۹۷	۱۳۲۰	۱۷/۹	PESR 18 LF
۲/۰	۱۱۴	-	-	۱۵۹	۱۴۱	۲۲۸	۱۷۸	۲۶۷	۱۹۰	۲۸۳	۱۹۸	۱۵۳۰	۲۰/۷	PESR 20 LF
صافی همودیالیز هالوفایبر نوع های فلاکس														
۱/۰	۵۹	۸۴	۷۸	۱۲۷	۱۱۳	۱۹۹	۱۶۰	۲۱۷	۱۷۳	۲۵۸	۱۹۰	۹۳۰	۳۴/۶	PSR 100 HF
۱/۳	۶۹	۱۰۳	۹۳	۱۴۶	۱۳۰	۲۱۹	۱۷۴	۲۳۴	۱۸۰	۲۶۴	۱۹۵	۱۰۳۰	۴۶/۴	PSR 130 HF
۱/۴	۷۴	۱۱۳	۱۰۴	۱۵۹	۱۳۹	۲۳۰	۱۷۹	۲۴۷	۱۸۶	۲۷۲	۱۹۶	۱۱۹۰	۵۰/۶	PSR 140 HF
۱/۶	۸۶	۱۳۰	۱۱۷	۱۷۸	۱۵۳	۲۴۹	۱۸۸	۲۶۷	۱۹۳	۲۸۴	۱۹۷	۱۵۷۰	۵۹/۴	PSR 160 HF
۱/۸	۱۰۵	۱۴۱	۱۲۵	۱۹۰	۱۶۱	۲۵۹	۱۹۲	۲۷۶	۱۹۴	۲۸۶	۱۹۸	۱۶۶۰	۶۳/۷	PSR 180 HF
۲/۰	۱۰۷	۱۵۲	۱۳۱	۲۰۸	۱۶۸	۲۷۷	۱۹۵	۲۸۳	۱۹۶	۲۹۰	۱۹۹	۱۹۰۰	۷۴/۶	PSR 200 HF
۱/۳	۷۲	۱۱۶	۱۰۷	۱۶۸	۱۴۷	۲۳۶	۱۸۱	۲۵۵	۱۹۲	۲۷۰	۱۹۶	۱۱۴۰	۵۸/۳	PESR 130 HF
۱/۶	۸۹	۱۳۴	۱۲۰	۱۸۶	۱۶۰	۲۵۴	۱۸۹	۲۶۹	۱۹۳	۲۸۵	۱۹۷	۱۶۱۰	۶۷/۰	PESR 160 HF
۱/۸	۱۱۰	۱۴۴	۱۲۷	۱۹۴	۱۶۵	۲۶۲	۱۹۴	۲۷۹	۱۹۷	۲۸۸	۱۹۸	۱۷۷۰	۸۴/۲	PESR 180 HF
۲/۰	۱۱۴	۱۵۴	۱۳۲	۲۱۱	۱۷۲	۲۷۹	۱۹۶	۲۸۶	۱۹۷	۲۹۱	۱۹۹	۱۹۸۰	۸۷/۵	PESR 200 HF

Specifications and performance data at QB: 200/300 ml/min, QD: 500 ml/min, QF: 0 ml/min, T: 37°C
Performance data were measured in vitro according to standards BS EN ISO 8637-1:2020 and BS EN ISO 8637-2:2018

Typical values obtained with an individual batch of fiber, the clinical use may determine difference in results in relation to different Ultrafiltration and measuring technique possible verification between batches of fibers.

UF measurement using Bovine/Human blood (Hct 32%, Protein 60 g/l)

The tolerance for clearance numbers is $\pm 10\%$

HF: High Flux LF: Low Flux


ویژگی‌ها:

- فاقد هرگونه واکنش حساسیت‌زا، مناسب برای بیماران حساس.
- نیاز به حجم پرایم کمتر نسبت به صافی‌های استریل شده با اتیلن اکساید.
- دارای میزان ضریب انتقال (KOA) بالاتر نسبت به نمونه‌های استریل شده با گاز اتیلن اکساید.
- که ارزش افزوده و قیمت بالاتر محصول را توجیه پذیر می‌سازد.



سوزن فیستولا

نام محصول	گیج	رنگ باله	تعداد در هر کارتن	سرعت جریان خون (BFR) ml/min	نوع باله	طول تیوب (mm)	طول سوزن (mm)	روش استریل	کد محصول
سوزن فیستولا وریدی	۱۵		۱۸۰	بین ۳۵۰ تا ۴۵۰	چرخان	۱۵۰	۲۵	ETO	۴۲۱۸۳۶۴
سوزن فیستولا شریانی	۱۵		۱۸۰	بین ۳۵۰ تا ۴۵۰	چرخان	۱۵۰	۲۵	ETO	۴۲۱۸۳۶۶
سوزن فیستولا وریدی	۱۶		۱۸۰	بین ۳۵۰ تا ۴۵۰	چرخان	۱۵۰	۲۵	ETO	۴۲۱۸۳۴۲
سوزن فیستولا شریانی	۱۶		۱۸۰	بین ۳۵۰ تا ۴۵۰	چرخان	۱۵۰	۲۵	ETO	۴۲۱۸۳۴۰
سوزن فیستولا وریدی	۱۷		۱۸۰	بین ۲۰۰ تا ۲۵۰	چرخان	۱۵۰	۲۵	ETO	۴۲۱۸۳۵۶
سوزن فیستولا شریانی	۱۷		۱۸۰	بین ۲۰۰ تا ۲۵۰	چرخان	۱۵۰	۲۵	ETO	۴۲۱۸۳۵۴



ست لوله رابط دیالیز

مدل ست لوله رابط دیالیز	روش استریل	حجم (ml)		تیوب پمپ (mm)		بسته بندی	کد محصول
		ست شریانی	ست وریدی	طول	قطر خارجی	قطر داخلی	
ست استاندارد فرزنئوس بدون کیسه	ETO	۸۲	۷۶	۳۸۰	۹/۸	۶/۵	۴۲۱۲۲۲۲
HDF Online Av-Set	ETO	۹۰	۷۰	۳۴	۱۲/۰	۸/۰	۴۲۱۲۲۳۴

ست بلادلاین اطفال

Blood Line Set model	Idnt.Code	Dimension of Pump Segment ابعاد پمپ سگمنت			Volume of line blood pathway (±%10) ml حجم مسیر خونی	
		Outer Diameter قطر خارجی (mm)	Inner Diameter قطر داخلی (mm)	Length طول (mm)	Arterial line مسیر شریانی	Venous line مسیر وریدی
Pediatric AV-Set	4212250	9.8	6.5	340	52	42

نیم ست های شریانی و وریدی دیالیز

Blood Line Set Model مدل ست بلا د لاین	Idnt.code کد محصول	Dimension of Pump Segment ابعاد پمپ سگمنت			Volume of line blood pathway ($\pm 10\%$) ml حجم مسیر خونی	
		Outer Diameter قطر خارجی (mm)	Inner Diameter قطر داخلی (mm)	Length طول (mm)	Venous line مسیر وریدی	Arterial line مسیر شریانی
Arterial line, SF	4212238	9.8	6.5	380	-	82
Venous line, SF	4212239	-	-	-	65	-

محلول همودیالیز

نام محصول	کاربرد	حجم (لیتر)	بسته بندی	کد محصول
اسیدی I K=1 MEq/L	مناسب برای بیماران هایپرکالمیک	۵	۲ گالن	۴۳۱۶۲۰۵
اسیدی II K= 2 MEq/L	مناسب برای عموم بیماران	۵	۲ گالن	۴۳۱۶۲۱۰
اسیدی III K= 3 MEq/L	مناسب برای بیماران هایپوکالمی و مبتلا به نارسایی قلبی و مصرف کننده دیگوکسین	۵	۲ گالن	۴۳۱۶۲۱۵



پودری کربنات سدیم

نوع محصول	جنس بدنه	بسته بندی	جریان محلول (ml/min)	مناسب دستگاه	کد محصول
رنا بگ (550 گرم)	PA/PE	16	500	Fresenius 4008 B	4315205
رنا بگ (650 گرم)	PA/PE	16	500	Fresenius 4008 B	4315210
رنا کت (550 گرم)	PP	10	500	Belco, Gambro, B Braun Nipro, ATF, Hospal	4315305
رنا کت (650 گرم)	PP	10	500	Belco, Gambro, B Braun Nipro, ATF, Hospal	4315310
رنا بگ S (550 گرم)	PA/P	16	500	Fresenius 4008 S Fresenius 5008 S	4315215
رنا بگ S (650 گرم)	PA/P	16	500	Fresenius 4008 S Fresenius 5008 S	4315220
رنا کت B (650 گرم)	PE	10	500	JMS	4315314



رنا بگ

رنا بگ S

رنا کت

رنا کت B

■ محلول های ضد عفونی کننده ماشین های دیالیز

نواکلین و نواکلین پلاس

گندزدای قوی و سرد، برای ضد عفونی و رسوب زدایی همزمان دستگاه های همودیالیز بر پایه پر استیک اسید
(High Level Disinfection)

- با حداقل خوردگی دستگاه و کاهش هزینه ها
- موثر بر طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها حتی در غلظت های پایین
- خواص منحصر به فرد در حذف رسوبات کربنات کلسیم و بایوفیلم
- تعبیه Vent در بالای درب گالن برای ایمنی بیشتر
- عدم مقاومت میکروبی
- گالن ۵ لیتری



سیتونواکلین ۲۵٪ و ۵۰٪

گندزدای قوی و گرم، برای ضد عفونی و رسوب زدایی همزمان دستگاه های همودیالیز بر پایه اسید سیتریک
(High Level Disinfection)

- حاوی اسیدهای خوراکی بی خطر (اسید سیتریک)
- حداقل خوردگی و کاهش هزینه ها
- سازگار با انواع قطعات داخلی دستگاه ها
- موثر بر طیف وسیعی از باکتری ها، قارچ ها و اسپور ها
- سیتونواکلین ۲۵٪ : گالن ۵ لیتری
- سیتونواکلین ۵۰٪ : گالن ۱۰ لیتری



استینواکلین ۱۲٪

(High Level Disinfection)

- حداقل خوردگی و کاهش هزینه ها
- سازگار با انواع قطعات داخلی دستگاه ها
- گالن ۵ لیتری



کیت وصل و جداسازی فیستولا


اقلام کیت وصل فیستولا




دستکش معاینه




پد الکلی
برای ضد عفونی
محل نیدلاسیون
شریانی و وریدی



دروشیت
برای جلوگیری از تماس خون
با محیط



چسب حمیری
برای فیکس کردن فیستولانیپدل




سرنگ ۲۰.۵ سی سی
برای تزریق هپارین


اقلام کیت جداسازی فیستولا



دستکش معاینه



پد استریل
ایجاد فشار برای جلوگیری از
خونریزی بعد از خروج نیدل و
هم چنین پانسمان محل
فیستول



چسب حمیری
برای فیکس کردن پانسمان

۱۰

کیت وصل فیستولا

تعداد	اقلام
۱	دستکش معاینه
۱	پد الکلی
۱	دروشیت
۱	چسب حمیری
۱	سرنگ ۲۰.۵ سی سی
۱	چسب حمیری

کیت جداسازی فیستولا

تعداد	اقلام
۱	دستکش معاینه
۱	پد الکلی
۱	پد استریل
۱	چسب حمیری

کیت های وصل و جداسازی همودیالیز

کیت وصل و جداسازی کنتر


اقلام کیت وصل کنتر



دستکش معاینه




سرنگ ۲.۵ سی سی
برای تزریق هپارین



شان پر فوره استریل
ایجاد پوشش زیر کنتر برای
جلوگیری از تماس خون
با محیط



سرنگ ۵ سی سی
برای تخلیه محلول درون لومن های کنتر



چسب حصیری
برای فیکس کردن
شان پر فوره



پد الکلی
برای اسکراب هاب کنتر

اقلام کیت جداسازی کنتر



دستکش معاینه



سرنگ ۱۰ سی سی
برای شستشوی لاین های
کنتر با نرمال سالین



پد الکلی
برای اسکراب هاب کنتر



هپارین لاک
برای بستن انتهای هاب




سرنگ ۲.۵ سی سی
برای پر کردن لاین های
کنتر با هپارین

کیت وصل کنتر	
تعداد	اقلام
d m	Ä Ä Z » Š ° f ‡ {
{ Ÿ	Ä • Ä § € a ½ Z <
{ Ÿ	É € • u \ ^ q
{ Ÿ	Ê ‡ Ê ‡ ² ¿ € ‡
{ Ÿ	Ê ‡ Ê ‡ ² ¿ € ‡
{ Ÿ	Ê , ° · Y a
کیت جداسازی کنتر	
d m	Ä Ä Z » Š ° f ‡ {
{ Ÿ	Ê , ° · Y a
{ Ÿ	Ê ‡ Ê ‡ ² ¿ € ‡
{ Ÿ	Ê ‡ Ê ‡ ² ¿ € ‡
{ Ÿ	- Ó ¾ Ê • Z b Ä

مجوزهای قانونی و گواهینامه های بین المللی

گواهینامه های بین المللی







شرکت مدوی طب پویان
عضو کنسرسیوم دیالیز ایران

نشانی دفتر مرکزی:

ایران، تهران، سعادت آباد، نبش کوچه میرزایی (پانزدهم)، پلاک ۴۴، طبقه ۱، کد پستی: ۱۹۹۸۸۳۶۷۸۵

فروش:

داخلی ها ۵۶۰ تا ۵۶۴ +۹۸-۲۱-۲۲۰۷۴۰۰۱ / ۰۲۱-۷۲۹۲۱

نمابر:

+۹۸-۲۱-۲۲۳۶۱۰۶۷

خدمات پس از فروش:

داخلی ها ۵۲۰ و ۵۲۱ تماس ۲۴ ساعته +۹۸-۲۱-۲۲۰۷۴۰۰۱ / ۰۲۱-۷۲۹۲۱

نماینده علمی:

۰۹۱۲-۹۵۹۳۸۴۹

بازاریابی:

۰۹۱۲-۰۳۴۰۸۶۴

انبار مدوی

ایران، البرز، شهرک صنعتی اشتهاارد، بلوار ابوریحان، بلوار سعدی شرقی، انتهای نارنجستان سوم

تلفن: +۹۸-۲۶-۳۷۷۷۹۹۰۰

 www.Medwayteb.com
 Sales@Medwayteb.com
 info@Medwayteb.com

 @medway
 @medwayteb
 @medwayteb-pouyan